



1. Produkta nosaukums

Lielais šūpuļkrēsls

2. Produkta kods

16660

3. Krāsa

Pieejams dažādās krāsās, lūdzu, sazinieties ar mums par pilnu diapazonu.

4. Īss apraksts

Šūpuļkrēsla relaksācija apvienojumā ar Soft Play maigumu un komfortu.

5. Saturs

- 1 x liels šūpuļkrēsls

6. Snoezelen® Stimulācijas

- Vestibulārās

7. Labākais lietojums

Izmantojiet vestibulāram efektam, šūpojoties uz priekšu un atpakaļ.

8. Saderīgie ROMPA® produkti

Lielais šūpuļkrēsls pieejams arī kā dubultais krēsls, lai divi cilvēki varētu baudīt šūpošanos blakus.

9. Uzsākšana

- Izpakojiet
- Sēdiet uz šūpuļkrēsla un šūpoieties uz priekšu un atpakaļ

10. Detalizēts apraksts

Šūpuļkrēsla relaksācija apvienojumā ar Soft Play maigumu un komfortu. Ar balsteņiem atbalstīšanai, lielais šūpuļkrēsls ir izgatavots no dilumizturīga PVC.

11. Drošība

- Izmantojiet telpās, sausās vidēs.
- Izmantojiet uz plakanas, stabilas virsmas, kas spēj turēt produkta un uz tā sēdoša cilvēka svaru.



Pirms katras lietošanas reizes, lūdzu, izlasiet visu šo drošības informāciju

VIENMĒR UZRAUGIET ŠĪ PRODUKTA IZMANTOŠANU

- Izņemiet visu iepakojumu un glabājiet to drošā vietā, kas nav pieejama klientiem, vai izvairieties no tās atbildīgi. Plastmasas maisiņi un iesaiņošana var būt bīstama bērniem un neaizsargātiem cilvēkiem.
- Lielajam šūpuļkrēslam ir putuplasta pildījums. Nemēģiniet piekļūt šī izstrādājuma iekšējai daļai. Nekad neatļaujiet bērniem vai neaizsargātiem cilvēkiem piekļūt šī produkta iekšējai daļai.
- Ja kādas šuves vai rāvējslēdzēji tiek bojāti, nekavējoties sazinieties ar ROMPA®, lai sarunātu remontu vai nomainītu.
- Izvairieties no asiem vai smailiem priekšmetiem, kas varētu izveidot caurumus izstrādājumā. Uzmanieties no rāvējslēdzējiem uz apģērba utt. Novelciet kurpes.
- Nenovietojiet tuvu karstuma vai uguns avotiem, kas var bojāt virsmu (radiatori, uguns, grīdas apsilde, karstās centrālās apkures caurules utt.).
- Dažos mūsu produktos ir rāvējslēdzēji tikai ražošanas vajadzībām. Nemēģiniet tos atvērt vai piekļūt šo izstrādājumu iekšējai daļai. Nekad neatļaujiet bērniem vai neaizsargātiem cilvēkiem piekļūt šī produkta iekšējai daļai.

12. Tehniskā specifikācija

Izmērs: 130 l x 80 W x 82 cmH

Materiāli: PVC ārpuse atbilst attiecīgiem Ugunsizturības standartiem, t.i., BS EN 1-2 1994, BS 5438: 1976 un 1980, BS5867: 2. daļa: 1980, BS7637: 1996
Putuplasta pildījums atbilst 1989. gada Mēbeļu un Interjera (Uguns) (Drošības) Grozītiem Noteikumiem, 1. saraksta 1. daļa

13. Uzstādīšana

1. Izpakojiet.
2. Ielieciet mēbeles iekštelpās uz plakanas, stabilas virsmas, kas spēj turēt produkta un uz tā sēdoša cilvēka svaru.

14. Apkope un uzturēšana

- Izmantošanai tikai iekštelpās.
- Vienmēr uzraugiet šo produktu lietošanu.
- Organizējiet regulāras tīrīšanas grafiku.
- Vinils iegūs plaisas, nodiluma pazīmes un plīsis, ja to sadur ar asiem priekšmetiem vai pastāvīgi berzē ar cietiem priekšmetiem. Novelciet kurpes un izvairieties no sprādzēm, rāvējslēdzējiem vai asiem/cietiem/smaliem priekšmetiem, kas nonāk saskarē ar virsmu.
- Regulāri pārbaudiet šuves, lai tās netiktu novalkātas vai sadalītas, un nebūtu iespējas piekļūt iekšējam pildījumam.
- Noslaukiet nejaušus traipus/šķidrumus, kad tie parādās vai tiek pamanīti.
- Laiku pa laikam, ja iespējams, paceliet grīdas polsterējumu vai pārvietojiet krēslu, lai notīrītu visas virsmas un grīdu zem tā.
- Krēsls un polsterējums ir paredzēts komforta un relaksācijas nodrošināšanai. Izvairieties no ēšanas un dzeršanas šo produktu izmantošanas laikā.
- Tvaika tīrīšana nav ieteicama.
- Nenovietojiet tuvu karstuma vai uguns avotiem, kas var bojāt virsmu (radiatori, uguns, grīdas apsilde, karstās centrālās apkures caurules utt.).
- Tiešais kontakts ar spožiem saules stariem laika gaitā var slikti ietekmēt materiālu.
- Nepiesātiniet materiālu ar lielu daudzumu ūdens.
- Dažos mūsu produktos ir rāvējslēdzēji tikai ražošanas vajadzībām. Nemēģiniet tos atvērt vai piekļūt šo izstrādājumu iekšējai daļai. Nekad neatļaujiet bērniem vai neaizsargātiem cilvēkiem piekļūt šī produkta iekšējai daļai.

PVC (Vinils)

- Izmantojiet mīkstu suku, lai notīrītu visus putekļus/netīrumus
- Tīriet ar maigu mazgāšanas līdzekli (piemēram, Lux ziepju pārslām remdenā šķīdumā), kas uzklāts uz sūkļa vai mitras drānas.
- To var sterilizēt, izmantojot vāju Miltona šķidrums šķīdumu.
- Neizmantojiet pārmērīgu daudzumu ūdens un vienmēr pārļiecinieties, ka pēc tīrīšanas PVC ir sausa.
- Neizmantojiet abrazīvu tīrīšanas līdzekli.
- Nelietojiet vārošu/ļoti karstu ūdeni, šķidru/agresīvu mazgāšanas līdzekli vai tīrīšanas līdzekli, kas balstīts uz šķīdinātāju, jo tas var izraisīt krāsas nokrāsu un slikti ietekmēt.
- Tvaika tīrīšana nav ieteicama.

15. Problēmu novēršana

Nav piemērojama

Papildu šo instrukciju eksemplārus var lejupielādēt vietnē www.rompa.com

Mēs ceram, ka mūsu norādījumi ir vērtīgi. Ja jums ir kādi ieteikumi to tālākai uzlabošanai, jūsu komentāri tiks ļoti gaidīti – lūdzu, sazinieties ar mums - producthelp@rompa.com



1. Produit

Grand Fauteuil à Bascule

2. Code

16660

3. Couleur

Disponible dans une grande gamme de couleurs – prière de nous contacter en ce qui concerne le choix de couleurs.

4. Brève Description

Le confort d'un fauteuil à bascule associé au contact très agréable d'une assise en mousse qui procure un sentiment de sécurité très apprécié.

5. Contenu

1 x Grand Fauteuil à Bascule

6. Stimulations Snoezelen®

- Vestibulaire

7. Usage

Pour la stimulation vestibulaire en basculant

8. Produits Compatibles de ROMPA®

Nous offrons une Grand Fauteuil à Bascule Double aussi pour que deux personnes puissent apprécier le mouvement de ce fauteuil à la fois.

9. Fonctionnent

Déballer. Asseyez-vous et bascule zen avant et en arrière

10. Description

Le confort d'un fauteuil à bascule associé au contact très agréable d'une assise en mousse qui procure un sentiment de sécurité très apprécié. Conçu pour un usage intensif il est recouvert d'une toile en PVC. Merci de préciser le choix de la couleur.

11. Sûreté

- Pour l'usage à l'intérieur, au sec.
- Pour l'usage sur une surface plate, stable et capable de tenir le poids de ce produit aussi que le poids de l'utilisateur à la fois.



Prière de lire ces notices avant de chaque usage

IL FAUT TOUJOURS SURVEILLER L'USAGE DE CE PRODUIT

- Enlevez tout emballage et ou l'entreposez dans un lieu sûr et hors de l'écart des usagers ou jetez-le de façon responsable. L'emballage en plastique peut poser les risques aux enfants et aux individus vulnérables.
- Le Grand Fauteuil à Bascule comprend le rembourrage en mousse. Ne pas essayer d'accéder à l'intérieur de ce produit. Ne permettez jamais aux clients d'accéder l'intérieur de ce produit.
- En cas d'endommages aux points de suture ou à la fermeture éclair, contactez-nous immédiatement pour discuter la réparation ou le remplacement.
- Evitez les chaussures, les boucles et les objets pointus et tranchants. Prenez soin si vos vêtements contiennent les fermetures éclair. Quittez les chaussures. Ne pas frotter les objets contre le tissu, surtout le vinyle. Sinon le tissu fêlera, se déchira et la surface s'usera.
- Ne pas mettre ce produit près des sources de chaleur ou du feu (ex. les radiateurs, les flammes, le chauffage sous-sol, les tuyaux de chauffage etc.).
- Certains de nos produits contiennent les fermetures éclair pour les raisons de fabrication seulement. Ne pas essayer de les ouvrir ou d'accéder à l'intérieur de ce produit.

12. Caractéristiques Techniques

Dimensions: 130 x 80 x 82cm

Matériaux: Vinyle qui conforme à conforme aux normes convenables (flammabilité) i.e. BS EN 1-2 1994, BS 5438:1976 et 1980, BS5867:Part 2: 1980, BS7637:1996
L'intérieur en mousse conforme aux normes de meubles (flammabilité) 1989 Schedule 1, Part 1

13. Installation

1. Déballez.
2. Mettez ce produit sur une surface plate, stable et capable de tenir le poids de ce produit aussi que le poids de l'utilisateur à la fois.

14. Soin et Entretien

- Pour l'usage à l'intérieur seulement.
- Il faut toujours surveiller l'usage de ces produits.
- Organisez un programme de nettoyage.
- Evitez les chaussures, les boucles et les objets pointus et tranchants. Prenez soin si vos vêtements contiennent les fermetures éclair. Quittez les chaussures. Ne pas frotter les objets contre le tissu, surtout le vinyle. Sinon le tissu fêlera, se déchira et la surface s'usera.
- Vérifiez le bon état des points de suture pour qu'on ne puisse pas accéder au mousse à l'intérieur du fauteuil.
- Essuyez des taches en vous servant d'un chiffon humecté dès qu'on les voit.
- De temps en temps, levez les coussins de sol et le meuble pour nettoyer toutes surfaces aussi que le sol au-dessous.
- Nos articles de meuble et nos coussins sont conçus pour le confort et la détente. Ne pas manger ou boire pendant l'usage de ces produits.
- Ne pas nettoyer à vapeur.
- Ne pas mettre ce produit près les sources de chaleur ou du feu (ex. les radiateurs, les flammes, le chauffage sous-sol, les tuyaux de chauffage etc.).
- Ne pas mettre ou entreposez ce fauteuil dans la lumière directe du soleil.
- Ne pas se servir de beaucoup de l'eau.
- Certains de nos produits contiennent les fermetures éclair pour les raisons de fabrication seulement. Ne pas essayer de les ouvrir ou d'accéder à l'intérieur de ce produit.

PVC (Vinyle)

- Servez-vous d'une brosse douce pour enlever la poussière ou la saleté.
- Nettoyez avec un produit de nettoyage doux et de l'eau tiède avec un torchon/une éponge.
- On pourrait se servir du fluide pour stériliser les bouteilles de bébés.
- Ne pas se servir de beaucoup de l'eau, et vérifiez que le vinyle soit complètement sec après.
- Ne pas utiliser un torchon/une éponge abrasive.
- Ne pas utiliser de l'eau bouillante ou très chaude. Ne pas se servir des produits pour faire la vaisselle ou les détachants forts ou les solvants.
- Ne pas se servir des produits de nettoyage qui contiennent de l'eau de Javel
- Ne pas nettoyer à vapeur.

15. En cas de problèmes

N'applique pas



1. Nome do Produto

Cadeira de Baloiço Grande

2. Código do Produto

16660

3. Cor

Disponível em uma gama de cores.

4. Descrição Breve

Proporciona o relaxamento de uma cadeira de balanço combinado com a suavidade e conforto do softplay.

5. Conteúdo

- 1 x Cadeira de Baloiço Grande

6. Estimulação Snoezelen®

- Vestibular

7. Melhor Utilização

Use para balançar para trás e para a frente.

8. Compatibilidade com Produtos ROMPA®

20998 - Cadeira de Baloço Grande

9. Começar

- Retire a embalagem.
- Utilize numa superfície plana e estável que possa suportar facilmente o peso do produto com uma pessoa sentada.

10. Descrição Detalhada

Proporciona o relaxamento de uma cadeira de balanço combinado com a suavidade e conforto do softplay. Possui braços para apoio e é fabricada em PVC resistente.

11. Segurança

- Utilize no interior, em ambientes secos.
- Utilize numa superfície plana e estável que possa suportar facilmente o peso do produto com uma pessoa sentada.



Leia todas as informações de segurança antes de cada utilização

SUPERVISE SEMPRE A UTILIZAÇÃO DESTES PRODUTOS

- Retire a embalagem. Armazene a embalagem com segurança e fora de alcance ou jogue fora adequadamente. Os sacos plásticos e o embalagem podem ser danificadores.
- Este produto contém um enchimento de espuma.
- Não permitir o acesso à espuma. Contacte-nos se as costuras ficarem danificadas.
- Evite utilizar sapatos, fivelas ou objetos afiados/duros.
- Use e guarde longe de fontes de calor, fogo e luz solar direta.
- Este artigo tem um fecho só para fins de fabrico. Não tente abrir estes ou para acessar a parte interior destes produtos.

12. Especificações Técnicas

Tamanho: 130cmC x 80xmL x 82cmA

Materiais: Exterior em PVC conforme as normas de retardamento do fogo apropriadas, ex.: BS EN 1-2 1994, BS 5438: 1976 e 1980, BS5867: Parte 2: 1980, BS7637: 1996

Espuma interior conforme regulamentos de incêndios de mobília 1989 agenda 1, parte 1

13. Instalação

1. Retire a embalagem.
2. Utilize numa superfície plana e estável que possa suportar facilmente o peso do produto com uma pessoa sentada.

14. Cuidado e Manutenção

- Utilize no interior, em ambientes secos.
- Supervisione sempre a utilização deste produto.
- Organize uma agenda de limpeza regular.
- O vinil vai rachar, rasgar e “desgastar” se for sujeito a objetos afiados ou se for continuamente roçado por objetos duros. Evite utilizar sapatos, fivelas ou objetos afiados/duros.
- Verifique regularmente as costuras para garantir que o enchimento não é acessível.
- Limpe líquidos ou marcas acidentais imediatamente com um detergente macio e um pano húmido, evitando quantidades excessivas de água.
- Não comer ou beber ao usar este mobiliário.
- Não lave com vapor.
- Não utilize produtos de limpeza com abrasivos ou à base de solventes.
- Não utilize detergente líquido da loiça. Não utilize produtos que contenham lixívia.
- Use e guarde longe de fontes de calor, fogo e luz solar direta.
- Alguns dos nossos produtos contêm zíperes apenas para fins de fabricação. Não tente abrir estes ou para acessar a parte interior destes produtos.

Vinil

- Use uma escova macia para remover toda a poeira / sujeira soltas.
- Limpe líquidos ou marcas acidentais imediatamente com um detergente macio e um pano húmido. Não utilize uma esponja abrasiva.
- Podem ser utilizados líquidos esterilizantes para mamadeiras.
- Limpe com um pano húmido, evitando quantidades excessivas de água.
- Não use água fervente / muito quente.
- Não lave com vapor.

15. Resolução de Problemas

Não aplicável