



Lietošanas instrukcija

Rokturis ar atbalsta kājiņu Optima L

Kods: 80303006

Ražotājs: ETAC

etac[®]

Creating Possibilities

UAB "Slaugivita"

*Dubijos iela 16, LT-77172 Šiauliai, tel. 841 522439, fakss 841 595279
infolv@slaugivita.com, www.slaugivita.lv*

Roku balsti Optima L

Optima L ir pie sienas stiprināms roku balsts ar atbalsta kājiņu. Atbalsta kājiņa nodrošina stabilitāti, bet šaura stiprināšana pie sienas ļauj roku balstu piestiprināt ļoti tuvu pie klozeta. Roku atbalsta garums 73,5 cm, augstums 80 cm. Maksimālais lietotāja svars - 150 kg.




Kopšana Produktu attīriet ar dezinfekcijas līdzekļi, kas nesatur šķīdinātāju, kura pH ir 6-9, vai ar 70% dezinfekcijas atšķaidītāju. Ja nepieciešams, var tīrīt max. 85°C.

Izmēri Roku balstu garums: 73.5 cm
Stiprināms pie sienas: 10.4 x 11 cm
Augstums no grīdas: 80 cm

Materiāls Rāmis: tērauds, kas krāsots ar pulverkrāsu.
Plastikāta detaļas: polipropilēns

Svars 3,1 kg

Dizains A&E Design



Pārdevējs: UAB "Slaugivita"

GARANTIJAS TALONS

Iekārtas nosaukums: Roku balsti Optima L

Modelis: 80303006

Pārdošanas datums:

PVN fakturrēķina LAT Nr.:

Pārdevēja uzvārds _____ Paraksts _____

Z.V.

Šim pārdotam izstrādājumam noteikta **12** mēn. garantija no pārdošanas datuma. Garantijas periodā bezmaksas tiks novērsti bojājumi, kas saistīti ar izstrādājuma materiālu kvalitāti vai ražošanas defektiem.

Garantija netiek piemērota:

Nepareizas apkopes gadījumā: par iegādātā ražojuma (iekārtas) ikdienas apkopi atbilda īpašnieks vai tā pilnvarota persona. Gadījumā, ja bojājums radās nepareizas apkopes rezultātā, pārdevējam ir tiesības nepiemērot garantiju.

Pārslodzes un nepareizas lietošanas gadījumā: t.i., ka ražojums (iekārta) lietojama pārkāpjot ekspluatācijas noteikumus, lietojot ne pēc uzdevuma vai tūšprātīgas bojāšanas rezultātā.

Modifikācijas gadījumā: Ja tika mēģināts demontēt, remontēt, modificēt ražojumu (iekārta) bez pārdevēja servisa piekrišanas vai tika pielietots nepareizs vai nekvalitatīvs aprīkojums.

Citos gadījumos: ja ražojums (iekārta) tika sabojāta ugunsgrēka, apliešanas ar ūdeni (plūdu), zemestrīces u.c. stihisko nelaimju gadījumos.

Garantija tiek piemērota tikai iekārtas bojājumam. UAB "Slaugivita" nav atbildīga par zaudējumiem, kas nodarīti citam īpašumam vai personām. Garantijas gadījumā jāiesniedz šis garantijas talons un pirkšanas dokumenta kopija.

Ar garantijas noteikumiem iepazīnos un piekrītu:

Pircēja paraksts _____

Garantijas apkalpošana tel.: 8 41 540204; 8 611 48081; 8 620 11394

1. Bojājums _____

Datums: _____

Pielietotas daļas: _____

Serviss _____

(Amats, vārds; uzvārds; paraksts)