

Lietošanas instrukcija

Zeķu uzvilšanas ierīce Socky

Kods: 80601001_80601002

Ražotājs: Etac

 **etac**[®]

Creating Possibilities

UAB "Slaugivita"

Dubijos iela 16, LT-77172 Šiauliai, tel. 841 522439, fakss 841 595279

infolv@slaugivita.com, www.slaugivita.lv

Zeķu uzvilšanas līdzeklis Socky

Zeķu uzvilšanas līdzeklis atvieglo zeķu vai zeķbikšu uzvilšanas cilvēkiem ar traucētu kustību funkciju. Šis līdzeklis labi piemērots lietošanai cilvēkiem, kuri cieš muguras, gūžu vai ceļu locītavu sāpes. Tā kā zeķu uzvilšanas līdzeklis ir izgatavots no neilona auduma, tas viegli slīd pa kājas virsmu.

Garums 40 cm

Ielikt zeķē, uzvilkt uz kāju un paraut aiz auklas.

Sastāvs: poliamīds, polipropilēns.



Iekārtas nosaukums _____

Modelis _____

Sērijas Nr. _____

Pārdošanas datums ___ PVN fakturrēķina LAT Nr.:

Pārdevēja uzvārds _____ Paraksts _____

Z.V.

Šim pārdotam izstrādājumam noteikta garantija ___ no pārdošanas datuma. Garantijas periodā bezmaksas tiks novērsti bojājumi, kas saistīti ar izstrādājuma materiālu kvalitāti vai ražošanas defektiem.

Garantija netiek piemērota:

Nepareizas apkopes gadījumā: par iegādātā ražojuma (iekārtas) ikdienas apkopi atbilda īpašnieks vai tā pilnvarota persona. Gadījumā, ja bojājums radās nepareizas apkopes rezultātā, pārdevējam ir tiesības nepiemērot garantiju.

Pārslodzes un nepareizas lietošanas gadījumā: t.i., ka ražojums (iekārta) lietojama pārkāpjot ekspluatācijas noteikumus, lietojot ne pēc uzdevuma vai tīšprātīgas bojāšanas rezultātā.

Modifikācijas gadījumā: Ja tika mēģināts demontēt, remontēt, modificēt ražojumu (iekārta) bez pārdevēja servisa piekrišanas vai tika pielietots nepareizs vai nekvalitatīvs aprīkojums.

Citos gadījumos: ja ražojums (iekārta) tika sabojāta ugunsgrēka, apliešanas ar ūdeni (plūdu), zemestrīces u.c. stihisko nelaimju gadījumos.

Garantija tiek piemērota tikai iekārtas bojājumam. UAB "Slaugivita" nav atbildīga par zaudējumiem, kas nodarīti citam īpašumam vai personām. Garantijas gadījumā jāiesniedz šis garantijas talons un pirkšanas dokumenta kopija.

Ar garantijas noteikumiem iepazīnos un piekrītu:

Pircēja paraksts _____

Garantijas apkalpošana tel.: 8 41 540204; 8 611 48081; 8 620 11394

1. Bojājums _____

Datums: _____
Pielietotas daļas: _____

Serviss _____
(Amats, vārds; uzvārds; paraksts)

2. Bojājums _____

Datums: _____
Pielietotas daļas: _____

