



# Slaugivita

**GAMINIO INSTRUKCIJA**

**ŠVIEČIANČIO PLUOŠTO LEMPA  
20709**



**Gamintojas: ROMPA**

**ROMPA®**

*Life Changing Sensory Solutions For All*

*UAB "Slaugivita"*

*Dubijos g. 16, LT-77172 Šiauliai, tel. 841 522439, faks. 841 595279*

*[info@slaugivita.com](mailto:info@slaugivita.com), [www.slaugivita.com](http://www.slaugivita.com)*

## **1. Pavadinimas**

Šviečiančio pluošto lempa

## **2. Kodas**

20709

## **3. Spalva**

Permatomas, baltos gijos.

## **4. Aprašas**

Vizualiniam stimuliavimui, patrauklus visiems ir vaikams, ir suaugusiems. Lengva naudotis – veikia baterijų pagalba.

## **5. Snoezelen stimuliavimas**

Taktilinis  
Vizualinis

## **6. Saugumas**

Naudoti prižiūrint.

## **7. Techniniai duomenys**

Dydis: pagrindas 85cm aukštis, 8 cm skersmuo. Bendras aukštis 31cm.  
3 AAA tipo baterijos.

## **8. Parengimas**

- 1) Apverskite lempą. Atsuktuvo pagalba atidarykite dangtelį, kur dedasi baterijos. Įdėkite baterijas ir uždarykite, priveržkite dangtelį.
- 2) Pritvirtinkite lempą prie jungtuko (nėra rinkinyje), jungdami į lizdą. Įsitinkite, kad ON/ OFF jungtukas yra ON pozicijoje, tada lempa švies be jungtuko pagalbos. Su ON/ OFF jungtuku nustatytu ON pozicijoje, prijungtas jungtukas neveiks.

## **9. Priežiūra**

Neleiskite naudotojui ištraukti laido.

Neleisti pamerkti, aplieti vandeniu.

Nenaudojant lempos ilgą laiką, baterijas išimti.

Nenaudoti pakraunamas baterijas, arba maišyti senas su naujomis.

Pardavėjas: UAB "Slaugivita"

GARANTINIS TALONAS

Įrengimo pavadinimas: **Abstraktūa vaizdai, projektorius**

Modelis: 20378

Serijos Nr. \_\_\_\_\_

Pardavimo data: 2016.12.19

PVM Sąskaitos-faktūros SLS Nr.: 32213

Pardavėjo pavardė \_\_\_\_\_ Parašas \_\_\_\_\_

**A.V.**

Šiam parduodamam gaminiui suteikiama **12 mėnesių** garantija nuo pardavimo datos. Garantinio laikotarpio metu bus nemokamai pašalinami gedimai, susiję su gaminio medžiagų kokybe arba gamybos broku.

**Garantija netaikoma:**

**Netinkamos priežiūros atveju** : Už įsigyto gaminio(įrenginio) kasdieninę priežiūrą atsako savininkas arba jo įgaliotas asmuo. Jei gedimas atsirado dėl aplaidžiai vykdomos priežiūros pardavėjas pasilieka teisę netaikyti garantijos.

**Perkrovos ir netinkamo naudojimo atveju**: t.y. kai gaminys(įrenginys) naudojamas pažeidžiant eksploatacijos taisykles, naudojamas ne pagal paskirtį arba tyčinio sugadinimo atveju.

**Modifikacijos atveju**: Jei bandoma ardyti, remontuoti, modifikuoti gaminį(įrenginį) be pardavėjo serviso sutikimo arba buvo naudoti netinkami ar nekokybiški priedai.

**Kitais atvejais**: jei gaminys(įrenginys) pažeidžiamas ar sugadinamas gaisro, vandens apšiejimo(potvynio), žemės drebėjimo ir kt. stichinių nelaimių atvejais.

**Garantija taikoma tik prietaiso gedimui. UAB "Slaugivita" neprisiima atsakomybės už žalą padarytą kitam turtui ar asmenims. Garantija galioja pateikus šį garantinį taloną ir pirkimo dokumento kopiją.**

**Dėmesio: garantinio aptarnavimo laikotarpiu neveikiančius gaminius paims kurjeriai. Todėl, prašome sugedusį gaminį supakuoti (pageidautina originalioje pakuotėje) ir perduoti mūsų kurjeriui . Kai defektas bus pašalintas, prekė bus išsiųsta atgal.**

**Su garantijos sąlygomis susipažinau ir sutinku:**

Pirkėjo parašas \_\_\_\_\_

Garantinis aptarnavimas tel.: 8 41 540204; 8 611 48081; 8 620 11394

1. Gedimas \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_  
Panaudotos dalys: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Servisas \_\_\_\_\_  
(Pareigos, vardas; pavardė; parašas)

2. Gedimas \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_  
Panaudotos dalys: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Servisas \_\_\_\_\_  
(Pareigos, vardas; pavardė; parašas)